

Devoir de synthèse N°1

Durée 1h55min

Année scolaire: 2018-2019

Physique

Partie A : Propagation d'une onde ultrasonore 8,0 points

Cet exercice a pour objectifs de déterminer, dans la partie 1, quelques grandeurs caractéristiques des ultrasons puis, dans la partie 2, d'étudier une application des ultrasons: l'échogramme du cerveau.

1- Partie 1 : ÉTUDE DES ULTRASONS

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève réalise le montage de la **Figure A - 1**. Il dispose du matériel suivant:

- Un émetteur d'ultrasons E et son alimentation électrique. Sa plage d'émission est $[20 \text{ kHz} ; 60 \text{ kHz}]$;
- Deux récepteurs d'ultrasons R_1 et R_2 ;
- Un système d'acquisition relié à un ordinateur muni d'un logiciel de traitement de données;
- Une règle graduée.

L'émetteur E génère une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air jusqu'aux récepteurs R_1 et R_2 . L'émetteur et les deux récepteurs sont alignés. Le récepteur R_1 est placé au zéro de la règle graduée.




Figure A - 1 : Schéma du dispositif expérimental

Les signaux captés par les récepteurs R_1 et R_2 sont visualisés en même temps grâce à un logiciel de traitement de données. Lorsque le récepteur R_2 est situé à $d = 2,8 \text{ cm}$ du récepteur R_1 , les signaux reçus par les deux récepteurs sont en phase (**Figure A - 2**).




Figure A - 2: Enregistrement des signaux captés

- | | |
|------|---|
| 0,75 | 1.1- Indiquer quelle courbe représente le signal reçu par R_2 . (à justifier) |
| 0,75 | 1.2- Déterminer grâce à l'enregistrement la période T des ultrasons émis. |
| 1,00 | 1.3- Exprimer la fréquence N des ultrasons et la calculer. La valeur obtenue est-elle cohérente ? |

On éloigne lentement R_2 le long de la règle (Figure A - 3): on constate que le signal reçu par R_2 se décale vers la droite. On continue à éloigner R_2 jusqu'à ce que les signaux reçus par R_1 et R_2 soient à **nouveau** en phase. Soit R'_2 la nouvelle position occupée par R_2 . La distance d' séparant désormais R_1 de R'_2 est $d' = 4,2 \text{ cm}$.




Figure A - 3: éloignement du récepteur R_2

- | | |
|------|--|
| 0,50 | 1.4- Définir en une phrase la longueur d'onde λ . |
| 0,50 | 1.5- Donner la valeur de la longueur d'onde de l'onde ultrasonore. (à justifier) |
| 1,00 | 1.6- Exprimer le retard τ du signal reçu par R'_2 par rapport à celui reçu par R_2 . |
| 1,00 | 1.7- Exprimer puis calculer la célérité des ultrasons dans l'air. |
| 1,00 | 1.8- Cette expérience aurait-elle été facile à mettre en œuvre avec un haut parleur émettant un signal de 80 Hz et deux micros ? (réponse à justifier par un calcul) |

2- Partie 2 : L'ECHOGRAMME DU CERVEAU

Une sonde, jouant le rôle d'émetteur et de récepteur, envoie une impulsion ultrasonore de faible durée et de faible puissance en direction du crâne d'un patient. L'onde sonore pénètre dans le crâne, s'y propage et s'y réfléchit chaque fois qu'elle change de milieu de propagation. Les signaux réfléchis génèrent des échos qui, au retour sur la sonde, y engendrent une tension électrique très brève. Un système d'acquisition relié à la sonde permet la détection à la fois de l'impulsion émettrice et des divers échos (Figure A - 4).




Figure A - 4: Echographie du cerveau

L'enregistrement obtenu sur un patient permet de tracer l'échogramme de la Figure A - 5. La durée d'émission de l'impulsion ainsi que celle des échos étant très brèves, on observe sur l'écran des pics verticaux : P_0 , P_1 , P_2 et P_3 .




Figure A - 5: Echogramme du cerveau


P_0 correspond à l'émission à l'instant de date $t = 0$ de l'impulsion.

La célérité des ultrasons dans les hémisphères est $v = 1,5 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$.

- | | |
|------|--|
| 0,75 | 3- Attribuer une signification aux pics P_1 , P_2 et P_3 . |
| 0,75 | 4- En déduire la largeur L de chaque hémisphère. |

Partie B :**Propagation d'une onde lumineuse****04,00 points**

On dispose d'un laser hélium-néon de longueur d'onde $\lambda = 632,8 \text{ nm}$. On interpose entre le laser et un écran (E), à la distance $D = 1,60 \text{ m}$ de l'écran, une fente verticale de largeur a . Sur l'écran, on observe une tache lumineuse centrale de largeur L , ainsi qu'une série de taches lumineuses plus petites, de part et d'autres de la tache centrale (Figure B - 1).

**Figure B - 1: Schémas du montage expérimental**

- 0,50 1- Nommer le phénomène observé lors de cette expérience.
- 0,50 2- Sur quelle direction (xx' ou yy') s'étalent les taches obtenues.
- 3- On réalise l'expérience avec une fente de largeur $a_1 = 0,040 \text{ mm}$; alors la tache centrale mesure $L_1 = 5,0 \text{ cm}$.
- 1,00 1.3- En traçant un schéma faisant apparaître l'écart angulaire θ , vérifier que $\tan(\theta) = 1,6 \cdot 10^{-2}$, déduire la valeur de θ en **radian**, Conclure
- 1,00 2.3- Montrer la relation : $L = \frac{2.D.\lambda}{a}$.
- 0,50 3.3- On réalise l'expérience, cette fois-ci, avec une fente de largeur inconnue a_2 ; alors la tache centrale mesure $L_2 = 2,5 \text{ cm}$. Quelle est la largeur a_2 de la fente inconnue ?
- 0,50 4.3- On remplace le laser par une source de lumière blanche. Obtient-t-on une tache centrale :

a- composée d'une seule couleur	b- Irisée	c- Sombre
---------------------------------	-----------	-----------

Copier la bonne réponse

Chimie**Partie C :****Etude cinétique d'une transformation chimique****07,00 points**

L'eau oxygénée commerciale est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène utilisée comme désinfectant pour des plaies, pour l'entretien des lentilles de contact ou comme agent de blanchiment.

Le peroxyde d'hydrogène est capable dans certaines conditions de réagir sur lui-même c'est à dire de se dismuter selon l'équation de réaction suivante : $2\text{H}_2\text{O}_{2(aq)} \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{O}_{2(g)}$ (**réaction 1**)

Cette réaction est lente et **totale** à température ordinaire mais sa vitesse peut être augmentée en présence d'un catalyseur.

Dans un becher, on mélange $V = 10,0 \text{ mL}$ de la solution commerciale d'eau oxygénée de concentration $C = 7,3 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ avec 85 mL d'eau.

À l'instant $t = 0 \text{ s}$, on introduit dans le système 5 mL d'une solution de chlorure de fer III.

- 0,50 1- Ecrire les deux demi-équations associées au couples $\text{H}_2\text{O}_{2(aq)} / \text{H}_2\text{O}_{(l)}$, $\text{O}_{2(g)} / \text{H}_2\text{O}_{2(aq)}$ intervenant à la réaction de dismutation de l'eau oxygénée.

- 0,50 | 2- Dresser le tableau d'avancement de la réaction de dismutation (**réaction 1**) en fonction de C , V et x (avancement de la réaction)
- 0,50 | 3- Exprimer la concentration effective $[H_2O_2]_t$ à une date t en fonction de C , x , V et V_T volume total du mélange réactionnel.

4- Exploitation des résultats d'une méthode de suivi

La méthode de suivi employée a permis de déterminer la concentration effective $[H_2O_2]$ et tracer le graphe suivant (Figure C - 1). (Δ) représente la tangente de la courbe tracée à $t = 0$ min




Figure C - 1: Courbe d'évolution temporelle de la concentration effective de peroxyde d'hydrogène

- 0,50 | 1.4- Définir le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.
- 1,00 | 2.4- Montrer que la concentration effective de H_2O_2 à $t = t_{1/2}$ s'écrit : $[H_2O_2]_{1/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{C \cdot V}{V_T}$
- 1,00 | 3.4- Deducire la valeur de $t_{1/2}$.
- 1,00 | 4.4- Montrer que la vitesse volumique v de la réaction s'écrit sous forme $v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[H_2O_2]}{dt}$
- 1,00 | 5.4- Calculer la valeur de v à $t = 0$ s.


5- Méthode de suivi : La méthode de suivi employée est le dosage

A une date t_1 , on prélève $V_p = 10,0$ mL du mélange réactionnel que l'on verse dans un bécher d'eau glacée. On titre alors le contenu du bécher par une solution de permanganate de potassium ($K^+_{(aq)} + MnO^-_{(aq)}$) acidifiée de concentration en soluté $C' = 2,0 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹.

On obtient les résultats suivants

t (min)	0	6,25	8,75	t_1	17,5	28,75	36,25
V'_E (mL)	14,6	10,4	9,0	6,4	5,6	3,0	2
V'_E : volume de la solution de permanganate de potassium versé à l'équivalence							

On donne l'équation de la réaction du dosage :



- 1,00 | Montrer que $[H_2O_2]_{t_1} = 3,2 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹, en déterminer la date t_1 donnée au tableau.